


TANO での ID 利用について

TANO は、ID を使用しログインすることで ID 別のデータ管理ができます。管理できるデータは、姿勢測定等の測定結果やゲームのスコアになります。ID については、事前に登録する必要はありません。以下の操作で ID を指定してログインできます。


1. キーボードから、F1 キー (Fn キー+F1) を押して ID 入力画面を表示する方法。




2. QR コードリーダーで、ログインする方法。
 - 2-1. ID 別の QR コードを作成します。



ランチャーを起動
<LOGINID 登録> をクリック





ID 入力後、出力したい行を複数選択します。



出力方式を SHEET にします。




プリンターにつながっている場合は、<PRINT>をクリックします。
<IMAGE SAVE>をクリックするとデスクトップに画像を保存します。



※デスクトップに保存した画像を USB 等でコピーし、他の PC でご利用ください。

2-2. QRコードを読み込んでログインします。
ID別のQRコード(例123)を読み込みます。

ID:123/田中



画面右上にIDが表示されます。

※IDのところをクリックするとログアウト可能です。

2-3. 3人でログインしたい場合

TANOは、3人で行うゲームがあります。こちらは3人同時にログインすることが可能です。以下の3人の場所ごとに振り分けるQRコードを読み込んでIDを読み込むことで実現が可能です。

左
ログイン



中
ログイン



右
ログイン



利用方法例

3人が席に着きましたら、画面に向かって左側の方は、左ログインのQRコードを読み込みます。



続けてID別のQRコード（例123）を読み込みます。

ID:123/田中



右上のログインに123表示されます。

続けて、中ログインで、IDが456を読み込むと以下ようになります。

